

楽しくび2

【頭部を垂直方向に牽引する】

クラス I 機械器具(58) 整形用機械器具 一般医療機器 非能動型簡易牽引装置(35519001)
(特定保守管理) 製造販売許可番号:13B2X10138RKB002



特徴

1. シンプルで簡単操作
2. 軽量で負担が少ない
3. 個人の体型にフィット
4. 頭を垂直方向に牽引します

【使用方法】

1. 本体の調節用マジックテープが後頭側になる様にかぶり、マジックテープの貼付け位置を調整し、自身の頭の大きさに合わせる。
2. サイズ調節後、そのままの状態でも眉毛が隠れる程度まで真っすぐ下げる。
3. 少し圧迫感があることを確認し、そのままの状態を維持しながら、本体を少しずつ上方向に移動させる。

製造販売 : 株式会社TSS

〒144-0031

東京都大田区東蒲田2-29-14

TEL:03-3739-0010(代表)

担当:中田 英雄

携帯:090-6548-4708

E-Mail:h.nakata@tss-group.net

【販売】