

楽しくび2

【頭部を垂直方向に牽引する】



特徴

1. シンプルで簡単操作
2. 軽量で負担が少ない
3. 個人の体型にフィット
4. 頭を垂直方向に牽引します

【使用方法】

1. 本体の調節用マジックテープが後頭側になる様にかぶり、マジックテープの貼付け位置を調整し、自身の頭の大きさに合わせる。
2. サイズ調節後、そのままの状態でも眉毛が隠れる程度まで真っすぐ下げる。
3. 少し圧迫感があることを確認し、そのままの状態を維持しながら、本体を少しずつ上方向に移動させる。

株式会社TSSヘルスケア

〒144-0052

東京都大田区蒲田4-21-10

菊地第1ビル 101

担当: 中田 英雄

携帯: 090-6548-4708

E-Mail: h.nakata@tss-group.net

【販売】